

KERN ODC 251

KERN

Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Appareil photo pour microscope
Famille de produits	ODC-25

Écran

Écran type	HD Touch Screen
Écran taille	10,5"
Écran résolution	1280x720
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	237×169×57 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	237×169×19 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques

Fonctions

Caméra - logiciel utilisé	intégré
Fonctions logicielles caméra	Prise de photos Enregistrement de vidéos Mesures
Systèmes d'exploitation supportés	Android
Mémoire - taille totale	32 GB

Interface

Interfaces	Ethernet Bluetooth WiFi de série USB 2.0 USB 3.0 HDMI
------------	--

Caméra

Caméra type	Caméra tablette
Caméra - Résolution	8 MP 4 K
Caméra - Type de capteur	CMOS
Caméra - Taille de capteur	1/1,8"
Caméra - Profondeur de couleur	Couleur
Caméra - Types de fixation	C-mount
Caméra - méthode d'exposition	Rolling Shutter
Caméra - Dimensions du capteur	7,736×4,379 mm
Caméra - capteur diagonale	8,88 mm
Caméra - taille des pixels	2×2 μm
Caméra - FPS de la plage 1	30 FPS
Caméra - Résolution plage 1	3840*2158
Caméra - Temps d'exposition [Min]	0 ms
Caméra - Temps d'exposition [Max]	1000 ms

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V; 2 A

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	275×230×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

KERN ODC 251



Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon

Pictogrammes

STANDARD

