

KERN OZL 469

KERN

Individueelheid, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopkoppelingen



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop-hoofd
Productfamilie	OZB-M

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Straalpadverdeling	100:0
Oculairen vast	✓
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Oculair veldbreedte	HWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x
------------------------	---------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht
Type verlichting invallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W

Focus

Blikveld [Min]	28,6 mm
Blikveld [Max]	4,4 mm
Totale standaardvergroting [Min]	7 x
Totale standaardvergroting [Max]	45 x
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Monsterhoogte [Max]	140 mm
Werkende afstand	105 mm
Vergroting	6,4:1

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	385x370x240 mm
Nettogewicht	1,585 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	6,8 kg

KERN OZL 469



Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopkoppen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

