

# KERN PCJ 600-2M-Prepack

# KERN

De alles-in-één-oplossing voor het wegen van voorverpakte producten, optioneel met ijking

Easy  
Touch



Software EasyTouch

SET-17  
PrePack

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaalsoftwarebundel
Productgroep	Weegschaal voor voorverpakte producten
Productfamilie	PCJ-Prepack

## Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 g
Afreesbaarheid [d]	10 mg
Reproduceerbaarheid	10 mg
Linearisatie	± 30 mg
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Minimumgewicht [Min]	500 mg
Resolutie	60.000
Tarrabereik	600 g
Mogelijke aanpassingspunten	0 g; 100 g; 200 g; 400 g; 600 g
Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling	2 °C
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	8 h
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	30 mg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	163×245×80 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	163×245×80 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	131×131 mm
Afmetingen weegoppervlak	131×131 mm
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Alibigeheugen	intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	20 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	200 mg

## Interface

EasyTouch (ET) - Compatibiliteit	Vollständig
----------------------------------	-------------

## Stroomvoorziening

Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	220 mAh
Batterij spanning	3 V
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Accu oplaadtijd	8 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Ijkeenheid [e]	100 mg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-216
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×365×175 mm

# KERN PCJ 600-2M-Prepack




De alles-in-één-oplossing voor het wegen van voorverpakte producten, optioneel met ijking

Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	3 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

