

KERN YKA-31

Bloc d'alimentation (UE/Royaume-Uni/États-Unis)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d'alimentation

Forme de construction

Longueur de câble	1,5 m
-------------------	-------

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	104×100×70 mm
Poids net	0,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,16 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

