

KERN YKA-40

Bloc d'alimentation GB, longueur de câble



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d'alimentation

Forme de construction

Matériau	plastiques
----------	------------

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-
------------------------------------	---

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 600 mA

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	93×67×70 mm
Poids net	0,113 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,16 kg

Pictogrammes