

# KERN YKC-01

# KERN

Imprimante thermique fiable pour les applications standard



## Homologation


Sigle CE ✓

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	220×215×150 mm
Poids net	0,76 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,4 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Imprimante

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	125×125×150 mm
Matériau	plastiques

## Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	24V 2.5A

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	50 °C
Humidité atmosphérique [Min]	20 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température de stockage [Min]	-40 °C
Température de stockage [Max]	70 °C