

KERN YKG-01

Imprimante Dot-Matrix


KERN



Dimensions emballage (L×P×H)	330×300×220 mm
Poids net	2,71 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	4,4 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Imprimante

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	160×245×140 mm
Matériau	plastiques

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	24 V DC 1,5 A

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----