

Productbrochure

05.09.2026

# KERN MBH 15K-3

Baby-hangweegschaal voor het rustig en veilig wegen van baby's in de draagdoek

NEDERLANDS





## TOEPASSINGSVOORBEELD



## KENMERKEN

- De hangende weegpositie ondersteunt een ontspannen houding van de baby, wat het wegen vereenvoudigt
- Betrouwbare, niet-verdraaiende ophanging: de weegschaal kan ook bij spartelende baby's betrouwbaar recht worden gehouden
- Compacte uitvoering en laag eigen gewicht van slechts ca. 200 g waardoor bijzonder geschikt voor mobiel gebruik, bv. voor huisbezoeken door verloskundigen
- Flexibel in gebruik
- Twee weegbereiken voor een op de toepassing afgestemde resolutie:  
Afleesbaarheid  $d = 5 \text{ g}$  in het weegbereik tot 10 kg  
Afleesbaarheid  $d = 10 \text{ g}$  in het weegbereik van 10 tot 15 kg
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren“. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets

## TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
- Startklaar: incl. batterij,  $2 \times 1.5 \text{ V AAA}$ , bedrijfsduur max. 100 h
- Weegeenheden: kg, lb
- Toegestane omgevingstemperatuur  $5 \text{ °C}/35 \text{ °C}$

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Mobiele verloskundigen / huisbezoeken tijdens de kraamzorg
- Verloskundigenpraktijken
- Geboortecentra

## PICTOGRAMMEN

Standaard



## MODELLENOVERZICHT

| Model     | Weegbereik<br>[Max] | Af leesbaarheid<br>[d] | Totale afmetingen<br>B×D×H | Nettogewicht<br>ca. |
|-----------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| MBH 15K-3 | 10 kg; 15 kg        | 0,005 kg; 0,01 kg      | 101×25×203 mm              | 0,20 kg             |

## ACCESSOIRES

| Model   | Beschrijving                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346-77  | Testgewicht 346-77 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)            |
| 347-146 | Testgewicht 347-146 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-248  | Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)                                           |
| 963-128H | DAkKS Kalibratiecertificaat 963-128H                                                                            |
| 969-517  | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkKS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-011  | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011                                                                            |

## KERN Overzicht pictogrammen



Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht



Hold-functie: Bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald



Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam



Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag