

Brochure produit


08.08.2026

KERN ODC 23 1

Caméra microscope haute résolution avec écran LCD, peut être installée ultérieurement sur tous les modèles de la série OBT

FRANÇAIS





EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Écran 7"-LCD haute résolution pour une visualisation claire et détaillée de l'échantillon
- Caméra couleur CMOS pour des prises de vue numériques brillantes pour la documentation et l'analyse
- Montage facile de la caméra à la place de la tête de microscope de la série OBT
- Logiciel de mesure intégré pour une analyse directement sur l'appareil
- Emplacement pour carte MicroSD avec carte MicroSD de 16 Go pour un stockage facile
- Grâce à une connexion USB, l'image peut également être visualisée et analysée sur un PC ou un ordinateur portable. Le logiciel nécessaire à cet effet S-VIEWER est disponible en téléchargement gratuit
- Langues du menu : DE, EN, FR, RU, ZH
- Double alimentation USB incluse

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Écoles
- Établissements de formation et universités
- Laboratoires et instituts de recherche

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OCS-A1101	Liquide de nettoyage OCS-A1101
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901
ODC-A2404	Lame d'étalonnage ODC-A2404

SOFTWARE

Modèle	Description
OXM 904	Logiciel pour microscope KERN OXM 904 S-VIEWER

Aperçu des pictogrammes KERN



Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour