

Brochure produit

07.08.2026

KERN CM 320-1N

Balance de poche avec calculatrice intégrée

FRANÇAIS



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Couvercle de protection contre poussière et pression
- Robuste, maniable, bien protégée
- Avec calculatrice intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 33 h
- Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 70×80 mm
- Dimensions totales L×P×H 85×130×25 mm
- Poids net env. 0,25 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Contrôle des bijoux et des métaux précieux
- Laboratoires
- Formation
- Écoles
- Les collectionneurs, par exemple de pièces de monnaie et de pierres précieuses
- Alimentation et épices

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Reproductibilité	Linéarité	Dimensions surface de pesée
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Reproductibilité	Linéarité	Dimensions surface de pesée
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-408-405	Ensemble de sécurité 315-408-405, poids inclus 20 g (M1); 200 g (M1)
366-92	Poids spécifique 366-92 (Classe OIML M3, Valeur nominale 200 g, Cylindre, fonte laqué)

SERVICES

Modèle	Description
961-247	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-247 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-127	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-127
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DAkkS) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables