

Productbrochure

07.08.2026

KERN CM 320-1N

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

NEDERLANDS



KENMERKEN

- Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- Klapdeksel voor druk- en stof bescherming
- Robuust, handzaam, goed beschermd
- Geïntegreerde zakcalculator

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm
- Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AAA, bedrijfsduur max. 33 h
- Afmetingen weegoppervlak, kunststof, BxD 70×80 mm
- Totale afmetingen B×D×H 85×130×25 mm
- Nettogewicht ca. 0,25 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Keuring van sieraden en edelmetalen
- Laboratoria
- Opleiding
- Scholen
- Mensen die bijvoorbeeld munten en edelstenen verzamelen
- Voedingsmiddelen- en kruiden

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Af leesbaarheid [d]	Reproduceerbaarheid	Linearisatie	Afmetingen weegoppervlak
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Model	Weegbereik [Max]	Af leesbaarheid [d]	Reproduceerbaarheid	Linearisatie	Afmetingen weegoppervlak
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-408-405	Veiligheidsset 315-408-405, inbegrepen gewichten 20 g (M1); 200 g (M1)
366-92	Testgewicht 366-92 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 200 g, Cilinder, gietijzer gelakt)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-247	Afstelling op de opstelplaats 961-247 (Niet in combinatie met ijking)
963-127	DAkKS Kalibratiecertificaat 963-127
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkKS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

KERN Overzicht pictogrammen



Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht



Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden



Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DAkkS): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen