

Brochure produit

07.08.2026

# KERN CM 60-2N

Balance de poche avec calculatrice intégrée

FRANÇAIS



## CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Couvercle de protection contre poussière et pression
- Robuste, maniable, bien protégée
- Avec calculatrice intégrée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 33 h
- Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 70×80 mm
- Dimensions totales L×P×H 85×130×25 mm
- Poids net env. 0,20 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

## PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Contrôle des bijoux et des métaux précieux
- Laboratoires
- Formation
- Écoles
- Les collectionneurs, par exemple de pièces de monnaie et de pierres précieuses
- Alimentation et épices

## PICTOGRAMMES

De série



Option



## APERÇU DES MODÈLES

| Modèle    | Portée<br>[Max] | Lecture<br>[d] | Reproductibilité | Linéarité | Dimensions<br>surface de pesée |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| CM 60-2N  | 60 g            | 0,01 g         | 0,02 g           | ± 0,03 g  | 70×80 mm                       |
| CM 150-1N | 150 g           | 0,1 g          | 0,1 g            | ± 0,2 g   | 70×80 mm                       |
| CM 320-1N | 320 g           | 0,1 g          | 0,1 g            | ± 0,2 g   | 70×80 mm                       |

| Modèle  | Portée<br>[Max] | Lecture<br>[d] | Reproductibilité | Linéarité | Dimensions<br>surface de pesée |
|---------|-----------------|----------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| CM 1K1N | 1000 g          | 1 g            | 1 g              | ± 2 g     | 70×80 mm                       |

## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-406-403 | Ensemble de sécurité 315-406-403, poids inclus 5 g (M1); 50 g (M1)                           |
| 357-06      | Poids spécifique 357-06 (Classe OIML M2, Valeur nominale 50 g, Bouton, inox finement tourné) |

## SERVICES

| Modèle  | Description                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-247 | Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-247 (Sauf en fonctionnement avec homologation)                     |
| 963-127 | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-127                                                                                |
| 969-517 | Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517 |
| 970-011 | Extension de garantie (+3 ans) 970-011                                                                               |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DAkkS) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables