

Installatieaanwijzing van de (dubbele) interfaceleiding

KERN CFS-A04

Versie 1.0
08/2012
NL



CFS-A04-IA-nl-1210

1 Montage

De interfaceleiding in overeenstemming met de afbeelding aansluiten (op de markering van de leidingen letten!)



- 1 Weegschaalaansluiting
- 2 Aansluiting van de printer/ PC
- 3 Aansluiting van het signaleerlampje

2 Technische gegevens

- Lengte van de leiding 150 cm
- Netto gewicht 80 g
- Geschikt bv. voor: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM