



NEW



Imprimante à aiguilles KERN YKT-01

Imprimante de haute qualité avec un grand écran LCD et de nombreuses fonctions

Caractéristiques techniques

- Procédé d'impression : 8 aimants de pression avec matrice de points
- Vitesse: 1,7 lignes/s
- Taille des caractères (caractères ASCII) : L×H 1,7×2,6 mm
- Durée de vie : 1 million de lignes
- Cartouche de ruban coloré : EPSON ERC-22 ou ERC-09B
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série

Prix de l'imprimante sans câble d'interface : KERN YKT-01,

Accessoires

- Ruban pour imprimante (1 pc), KERN YKT-A03,
- Rouleau de papier (1 rouleau), KERN 911-013-002,
- Rouleau de papier (10 rouleaux), KERN 911-013-010,

DE SÉRIE



Easy Touch

Conseil :

EasyTouch Individual Print

Le produit imprimé (p. ex. les étiquettes) peut être conçu librement. La taille de la zone d'impression ainsi que le placement des éléments d'impression peuvent être adaptés individuellement. La fonction de code-barres permet d'imprimer chaque élément sous forme de code-barres ou QR code. Pour plus de détails, voir *EasyTouch*



Exemples d'impression avec ET Individual Print

Information pour la commande des imprimantes :

Veuillez indiquer en cas de commande votre modèle de balance pour que l'imprimante puisse être préconfigurée en conséquence à l'usine.

Câble d'interface pour RS-232

Pour le raccordement direct à l'imprimante, à l'ordinateur ou à l'adaptateur d'interface, longueur env. 1,5 m. Les paramètres d'interface sont réglés au moyen du clavier de la balance.


Conseil :

Achetez la balance, l'imprimante et l'adaptateur Ethernet/WIFI/Bluetooth ensemble, le câble d'interface est alors **gratuit** !

Imprimantes, ...		►	PC, YKI-02*	911-013*, YKN-01*	YKG-01, YKH-01	YKC-01	YKT-01
Balances		▼	KERN	KERN	KERN	KERN	KERN
440, ALS/ALJ, DE-D, EMB-V, FKA, PCD, PLS/PLJ, KDP	CDS, CKE, DS, FKB-A (jusqu'à l'année de prod. 2022)	572-926					
EOC, IOC, BID, KIB-T, KIB-TM, UID		EOC-A12					
KGP		572-926	-				
KFB-TM, KFN-TM (jusqu'à l'année de production 2019)	PFB, SFB	CFS-A01					
CPB, EWJ, KFS-TM, PFB		CFS-A01					
CFS, CCS, KFS-TM, IFS (à partir de l'année de production 2015)		-	CFS-A01	-		CFS-A01	
ABT-NM, PBS/PBJ		770-926 (& ABT ► ACS-A01)					
DBS, DLB		572-926					
DAB		MLB-A05					
ABP		MLB-A05					
ADB/ADJ, ACS/ACJ, PNS/PNJ, AXS/AXE		MLB-A05					
EG/EW, PES/PEJ		474-926 (PES/PEJ ► MLB-A05)					
PES/PEJ							
CCA		CCA-A01					
RPB (non compatible avec YKN-01)		-	CFS-A01				
FES/FEJ, PWS		MLB-A05 (PWS-A02)					
ADS/ADT, PDS/PDT		572-926					

❗ * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Avec les produits KERN, vous êtes prêt pour relever les défis de l'industrie 4.0



Nous contribuons à réunir production industrielle et moyens modernes d'information et de communication afin de renforcer la qualité, l'investissement, le temps et les ressources pour être plus agile face aux exigences futures. Profitez de nos protocoles de données unifiés associés à notre logiciel de données BalanceConnection 4.0, voir détails sur la page 167/168.