

KERN MSC 100

KERN

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Datum van opstelling: 11.07.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSC

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	7,5-100cm
Eenheden	inch/ft cm
Meetbereik lengte [Max]	100 cm
Tolerantie	5 mm
Meetbereik lengte [Min]	7,5 cm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	1020×290×50 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	1040×290×55 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1085×70×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst

Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,919 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Productinformatie

ATTR_warrantyTime	24 mon
Goederencode	84239010
GTIN/EAN-nummer	4045761194717

Pictogrammen

STANDARD

