

Productbrochure

08.08.2026

KERN MFB 150K100S05

Design lichaamsanalyseweegschaal voor het bepalen van lichaamsgewicht, lichaamsvet, lichaamsvocht, spiermassa, botaandeel, BMI en basaal-metabolisme/metabolische activiteit

NEDERLANDS





KENMERKEN

- Bepaling van lichaamsvet, lichaamsvocht, spiermassa met een nauwkeurigheid van 0,1 % alsmede van het lichaamsgewicht en botgehalte in stappen van 0,1 kg
- Weergave van de calorieën voor het in stand houden van het actuele lichaamsgewicht, afhankelijk van activiteitsgraad en geslacht
- Elegant design
- Stabiel glazen weegplateau met 4 grote contactpunten voor maximale precisie
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Bijzonder vlakke constructie voor struikelvrij betreden
- Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
- Zeer eenvoudige bediening: aanraken - instellen - aflezen
- Geheugen voor max. 10 personen (geslacht, leeftijd, lengte)
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Eenheidsomschakeling van kg naar lb mogelijk
- Grote display, vergemakkelijkt het aflezen
- Levering in individuele designverpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 35 mm
- Totale afmetingen BxDxH 300x300x25 mm
- Batterijvoeding, 2xCR2032 standaard, bedrijfsduur voor max. 100 h
- Nettogewicht ca. 9 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Particuliere huishoudens

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Dit model wordt in een set à 5 stuks geleverd. De aangegeven prijs heeft dus betrekking op een leveringsomvang à 5 stuks

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afreesbaarheid [d]	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)
MFB 150K100	182 kg	0,1 kg	1
MFB 150K100S05	182 kg	0,1 kg	5

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
963-129S05	DAkKS Kalibratiecertificat (set à 5 stuks) 963-129S05

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-129S05	DAkKS Kalibratiecertificat (set à 5 stuks) 963-129S05
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkKS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-013	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-013

KERN Overzicht pictogrammen



Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden



Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag