

Productbrochure

08.08.2026

KERN ODC 23 1

Microscoopcamera met hoge resolutie en LCD-display, achteraf toe te passen op alle modellen van de OBT-serie

NEDERLANDS





TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- 7"-LCD-display met hoge resolutie voor een heldere, gedetailleerde weergave van het monster
- CMOS-kleurencamera voor heldere digitale opnamen voor documentatie en analyse
- Eenvoudige montage van de camera in plaats van de microscoopkop van de OBT-serie
- Geïntegreerde meetsoftware voor directe analyse op het apparaat
- MicroSD-kaartsleuf met 16 GB microSD-kaart voor eenvoudige opslag
- Via een USB-verbinding kan het beeld bovendien op een pc of laptop worden bekeken en geanalyseerd. De daarvoor benodigde software S-VIEWER kan gratis worden gedownload
- Menutalen: DE, EN, FR, RU, ZH
- Dubbele USB-netvoeding bij levering inbegrepen

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Scholen
- Onderwijsinstellingen en universiteiten
- Laboratoria en onderzoeksinstituten

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
OCS-A1101	Reinigingsvloeistof OCS-A1101
OCS 901	Reinigingsset voor microscopen OCS 901
ODC-A2404	Kalibratie-objectdrager ODC-A2404

SOFTWARE

Model	Beschrijving
OXM 904	Microscoopsoftware KERN OXM 904 S-VIEWER

KERN Overzicht pictogrammen



Gegevensinterface USB: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur



Plug-in voedingseenheid: 230V/50Hz. Standaard EU als standaard. Ook verkrijgbaar in standaard GB, USA of AUS op aanvraag



Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag