

## Illumination par anneau de polarisation OZB-A7101



### Fonction

1. interrupteur on-off
2. Diminution de l'intensité lumineuse
3. Connexion à l'alimentation
4. Vis de fixation
5. Analyseur
6. Polariseur (réglable)



### Avantages en un coup d'œil

- ✓ Filtre polarisant pour l'observation des surfaces brillantes
- ✓ Température de couleur constante
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans maintenance, aucun remplacement de la lampe
- ✓ Très faible consommation de courant
- ✓ Disponible avec une prise secteur britannique



### Instructions de sécurité

La lumière de l'illuminateur annulaire est très brillante. Par conséquent, il faut toujours allumer l'éclairage avant de regarder dans les oculaires. Évitez de regarder directement dans la LED



### Données techniques

Intensité d'éclairage: 4,5 W-LED  
 Température de couleur: 6500-7000K  
 Diamètre intérieur: 62 mm  
 Tension d'entrée: AC 100-240 V  
 Tension de sortie: DC 24 V 0,5 A



### Note

L'éclairage annulaire ne convient pas aux séries suivantes:

OSE-1  
 OSF-4G  
 OZC-5  
 OZG-4  
 OZL-45R