

Masterflex® Ismatec® Reglo met MasterflexLive 78018-60



Kenmerken

| | |
|-----------------------------|--|
| Vermogen: | 90 tot 260 V c.a. ; 50/60 Hz |
| Benaming: | Digitale roterende vacuümpomp Ismatec® Reglo met MasterflexLive®, 1800 tr/min, 115 tot 230 VAC |
| Hoogte: | 16 cm |
| Lengte: | 19,4 cm |
| Seq: | 06 |
| CE-goedkeuring: | Ja |
| Min. snelheid motor: | 1 tr/min |
| Goedkeuringen: | UL (Canada en US) |
| Garantie: | 2 jaar |
| Pk: | 1 |
| Breedte: | 16,6 cm |
| Type stekker: | EU |
| Max. RPM motor: | 1.800 tr/min |

Bereik een hoge druk, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid — met een intuïtieve touchscreeninterface.

- Compacte pompen voor op de werkbank, geoptimaliseerd voor gebruiksgemak, precisie en betrouwbaarheid
- Geschikt voor gebruik met FMI RH-serie vacuümpompen, voor debieten van 0,025 tot 180 ml/min
- Capacitief TFT/RGB aanraakscherm van 12,7 cm (5") met scherpe resolutie en brede kijkhoek
- Flexibele bediening via het display of een analoge afstandsbediening
- Werking in continue modus, volume-dosering en tijd-dosering - met batchcontrole en interval-/pauzetijden in de Volume- en Tijd-modi
- Op deze pomp kan je veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en snel oproepen
- Anti-drupfunctie en trapsgewijze snelheidsregeling beschikbaar in de volume-doseermodus - voor optimale precisie en minimaal monsterverlies
- Gebruikersbeheer op drie niveaus - bepaal wie de pomp mag bedienen en met welke rechten

MasterflexLive® is een beveiligd platform, compatibel met de Cloud, om toezicht te houden op Masterflex-pompen. Ontvang real-time meldingen over pompinstellingen, waaronder snelheid, debiet, doseervolume en meer. Houd kritieke processen 24/7 in de gaten zonder dat er personeel ter plaatse nodig is, terwijl pushmeldingen je waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.

Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernetpoort (RJ45) aan de achterkant van het apparaat; USB-aansluiting maakt het mogelijk firmware-updates naar de pomp te laden.