

## Technische fiche



**MCE36201S-2S00-0**

### Sartorius Cubis II Series "Essential"

Elektronische precisieweegschaal met weegceltechnologie met magnetische kracht-compensatie.

Uitgerust met:

- Eenvoudig te gebruiken TFT-aanraakdisplay
- Volledig automatische justeerfunctie isoCAL (op basis van temperatuur en ingestelde tijd)
- Indicatie op het display als de weegschaal niet is genivelleerd en handmatige nivellering
- ISO- en GLP-conforme rapporten
- Ingebouwde toepassingen: Statistieken, Stukstellen, Dierenwegen, Dichtheid, +/- Controle
- Communicatie- en printinterface van Sartorius en directe overdracht naar Excel™
- Inox overhangende pan
- Gratis updates
- Eenvoudige verbinding met bestaande Laboratoriuminformatie- en managementsystemen (neem contact met ons op)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| =====                            |         |
| Weegbereik                       | 36200 g |
| Afreesbaarheid                   | 100 mg  |
| Tarra-bereik (aftrekbaar)        | 36200 g |
| Mini USP*                        | 82 g    |
| Meettijd – typisch met max.      | ≤ 2 s   |
| Herhaalbaarheid                  | ≤ 20 mg |
| Max afwijking van de lineariteit | ≤ 20 mg |
| =====                            |         |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Weegplateau                                              | 400 X 300 mm |
| Weeginrichting met haak onder plateau (niet meegeleverd) |              |
| =====                                                    |              |

Standaard uitrusting/de levering omvat:

- RS232C Gegevensinterface met 9 pinnen
- 1 x USB A
- 1 x USB B
- 1 x USB C
- Beschermhoes
- Antidiefstalsysteem

Optionele toepassingspacks (kenmerken)

- QP1: Gebruikersbeheer, elektronische ondertekening, Audit Trail, weegschaal 100% conform CFR21 Part 11 / vereisten voor data integriteit
- QP2: Differentiaalwegen, tellen met statistieken
- QP3: Aanpassing van gegevens en display, correctie van de aerostatische druk.
- QP4: Uitgebreide verbindingen (SQL database, FTPS)
- QP99: Omvat alle 4 packs (enkel beschikbaar bij initiële bestelling)

\* (in optimale gebruiksomstandigheden, waarde kan variëren afhankelijk van werkomgeving)