

Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - Haute 2 portes - 4 compartiments

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| Référence | 795+M22 | Ventilation | Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire |
| Conformité | EN 14470-1, EN 1363-1 | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Construction de l'armoire | acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé | Nombre de compartiment(s) | 4 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Sur-étagère(s) en PVC | Option |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 4 |
| Type de porte(s) | battantes | Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Charnières | droite et gauche | Caillebotis | 4 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 | Code douanier | 94032080 |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 795+M22 | 1950 x 1137 x 620 | 4* (802 x 490 x 410) | 220 | 4 | 4 | 30 | 497.00 |