

Armoire de sécurité multirisques haute 4 portes - 4 compartiments dont 1 avec équipements PVC

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus
- Séparation par familles de produits dangereux
- Pictogrammes normalisés fournis
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Fermeture à clef



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	A2+2PCA	Ventilation	Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute 100
Conformité	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Diamètre de ventilation (mm)	
Construction de l'armoire	acier 10/10e	Nombre de compartiment(s)	4
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Sur-étagère(s) en PVC	2
Nombre de porte(s)	4	Bac(s) de rétention	3
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	1
Charnières	droite	Usage	Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
Fermeture de(s) porte(s)	manuelle	Code douanier	94032080
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2025 x 1200 x 800		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : EE1)
- Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC)
- Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
A2+2PCA	1825 x 1100 x 545	4x (890 x 550 x 475)	220	3	8	50	170.00