

ORG200



NFX  
15-211



## Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211


### CONFORMITÉ

---

### AVANTAGES

---

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Référence	ORG200			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ORG200	70 x 545 x 380		0		0	0	12.00