

HEP200



NFX
15-211



Filtre HEPA pour hottes à filtration

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P
(mm)

HEP200
80 x 315 x 315

Code douanier

84213930

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
HEP200	70 x 305 x 305		1.00