

# KERN 281-051-001



Aiguille de traînage (300 g - 2500 g)



## Catégorie

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Marque               | Sauter                |
| Catégorie de produit | Instruments de mesure |
| Groupe de produit    | Divers                |

## Forme de construction

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Dimensions (L×P×H)                       | 13×13×8 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 13×12×7 mm |
| Matériau                                 | plastiques |
| Matériau boîtier                         | plastique  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 15×15×8 mm       |
| Poids net env.               | 0,05 kg          |
| Poids brut env.              | 0,20 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,2 kg           |

## Piktogramme

### STANDARD

