

KERN 281-051-001

Indicatieschuif voor veerbalans (300 g - 2500 g)



Categorie

| | |
|------------------|------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meetinstrumenten |
| Productgroep | Andere |

Ontwerp

| | |
|--|--------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 13×13×8 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 13×12×7 mm |
| Materiaal | kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 15×15×8 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,2 kg |

Piktogramme

STANDARD

