

KERN 281-101

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-100

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

Système de mesure

Lecture [d]	0,1 g
Portée [Max]	10 g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	100
Unité pré-réglée	g
Temps de préchauffage	10 min

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Type de support de charge en bas	Pince
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
---	---------