

# KERN 281-151

# KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

## Système de mesure

Lecture [d]	0,25 g
Portée [Max]	30 g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	120
Unité pré-réglée	g

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Type de support de charge en bas	Pince
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------