

KERN 281-752

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

Système de mesure

Lecture [d]	20 g
Portée [Max]	2500 g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	125
Unité pré-réglée	g

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Type de support de charge en bas	Crochet
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------