

KERN 285-102

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Poids brut env. 0,45 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-101

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

Système de mesure

Lecture [d]	100 g
Portée [Max]	10000 g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	100
Unité prééglée	g
Directions de force	traction

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	370×32×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	370×32×32 mm
Type de support de charge en bas	Crochet
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	pas d'alimentation électrique, pas de batterie
----------------------------	--

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	390×40×40 mm
Poids net env.	0,40 kg