

KERN 285-502

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,60 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-101

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

Système de mesure

Lecture [d]	500 g
Portée [Max]	50 kg
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	100
Unité pré-réglée	kg
Temps de préchauffage	10 min
Directions de force	traction

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	370×32×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	370×32×32 mm
Type de support de charge en bas	Crochet
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	pas d'alimentation électrique, pas de batterie
----------------------------	--

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	395×40×40 mm