

# KERN 285-890

# KERN

Kit pression pour balance à ressort 285



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Kit de pression

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	360×27×27 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	360×27×27 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	acier

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	360×27×27 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,141 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------

## Piktogramme

STANDARD

