


# KERN 285-893

Kit d'adaptation pour balance à ressort (50-500 N)



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Divers

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	40×10×10 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	40×10×10 mm
Matériau boîtier	inox

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	40×40×10 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

## Piktogramme

STANDARD

