


KERN 285-893

Aanpassingsset voor veerbalansen (50–500 N)



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetinstrumenten
Productgroep	Andere

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	40×10×10 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	40×10×10 mm
Materiaal behuizing	edelstaal

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×10 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	afhankelijk von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity
--	---

Piktogramme

STANDARD

