

KERN 285-898



Kit d'adaptation pour balance à ressort (50-500 N)



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Instruments de mesure
Groupe de produit	Divers

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	150×6×6 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×6×6 mm
Matériau boîtier	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	150×6×6 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

