

KERN 287-106

KERN

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamometre mécanique

Système de mesure

Lecture [d]	1 g
Portée [Max]	100 g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Résolution	100
Unités de mesure	g
Unité prééglée	g

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Type de support de charge en bas	Pince
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------