

KERN 303-096

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg; 10 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 10 kg
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	590×220×270 mm
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-208
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-208