

# KERN 304-034

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 g; 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 100 g
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	150x140x65 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-216
-------------------------------------	---------

## Piktogramme