

KERN 304-054

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g; 500 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 500 g
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Matériau	inox poli
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×110 mm
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,2 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-218
--	---------

Piktogramme