

# KERN 304-054

Gewichtenset, E1, 1 g; 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst, in een kunststof koffer



## Categorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Merk             | KERN          |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep     | OIML E1       |

## Meetsysteem

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 500 g |
| Testgewicht OIML klasse       | E1         |

## Ontwerp

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Materiaal             | roestvrij staal gepolijst |
| Bouwworm gewicht      | Knop                      |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer   |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 230x180x110 mm |
| Nettogewicht ca.              | 3,2 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 3,2 kg         |

## Diensten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-218 |
|-------------------------------------|---------|

## Piktogramme