

KERN 304-05

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g; 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep | OIML E1 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 500 g |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 230x180x110 mm |
| Nettogewicht ca. | 3,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,2 kg |
| Verzendgewicht | 3,19 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-218 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-218 |