

KERN 304-066

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g; 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-219
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-219