

KERN 304-06

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x180x110 mm
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-219
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-219