

# KERN 304-07

# KERN

Gewichtenset, E1, 1 g; 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	310x180x140 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,01 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	963-220
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-220