

KERN 304-096

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g; 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	610x260x237 mm
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-222
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-222