

KERN 307-01



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 1 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,01 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0016
Testgewicht - volume (cm ³)	0,125

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-231
-------------------------------------	---------