

# KERN 307-05

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 20 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Piktogramme

### OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,025 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-235
-------------------------------------	---------