

KERN 307-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,03 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0781
Testgewicht - volume (cm ³)	6,25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-236
-------------------------------------	---------