

KERN 307-08-2023e

KERN

Poids individuel, Classe OIML E1, 200 g, Bouton, inox poli (OIML)



Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,1 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	200 g
Poid de contrôle OIML classe	E1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,3125
Poid de contrôle - volume (cm ³)	25

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	28×47 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×47 mm
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-238
--	---------