

KERN 307-08-2023e

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,1 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,3125
Testgewicht - volume (cm ³)	25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	28×47 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-238
-------------------------------------	---------